



**DIALOGUE  
DIAGNOSTICS**

dialogue with every client

**DIALOGUE DIAGNOSTICS LLC**

32 Obolonsky Avenue, Kyiv, 04205, Ukraine. T/F: +380 44 390 37 76, info@dialogd.com  
a/c 26005436596900 with UkrSibbank JSC, MFO 351005, USREOU 34839344

**ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТИКС»**

пр-т Оболонський, 32, м. Київ, 04205, Україна. Т/Ф: +380 44 390 37 76, info@dialogd.com  
п/р 26005436596900 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 34839344


Вих.№1470/12/1 від 5 лютого 2018 року

## **ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ. МОДИФІКОВАНІ ЕЛЕКТРОДИ НА ТЕСТ-СМУЖКАХ АККУ-ЧЕК® ПЕРФОРМА.**

Всім, кого це стосується.

ТОВ «Діалог Діагностікс», як офіційний імпортер продукції ТМ Акку-Чек® виробництва «Рош Діабетес Кеа ГмбХ», повідомляє, що поточний золотий матеріал на тест-смужках Акку-Чек® Перформа змінено на гібридний матеріал, що складається з шару золота, нанесеного на шар паладію.

Єдиною зовнішньою зміною є трішки тьмяніший колір електрода. Єдиною внутрішньою зміною є невелика зміна моделі електрода.



На зображенні з лівого боку тест-смужка Акку-Чек® Перформа з золотим електродом, з правого боку тест-смужка Акку-Чек® Перформа з гібридним електродом, що складається з шару золота, нанесеного на шар паладію.

Дані зміни, жодним чином не впливають на:

- вимоги, що були встановлені для тест-смужок, які складались лише з золота;
- хімічний реагент тест-смужок;
- порядок проведення визначення рівня глюкози у крові;
- алгоритм визначення рівня глюкози у крові;
- експлуатаційні характеристики продукту;
- показання для застосування;
- маркування;
- довідкові номери та штрих коди EAN;
- ціноутворення та кінцеву ціну тест-смужок;

У випадку виникнення будь-яких запитань, просимо звертатись за номером тел. 044-390-37-76 або на номер Гарячої лінії 0 800-300-540.

З повагою,

**ДЕРКАЧ МАКСИМ**

Директор

